





Modelis SEMA	58-00-00
Klasifikācija saskaņā ar Regula (ES) 2017/745 attiecībā uz medicīnas ierīcēm	Klase I
CE marķējums saskaņā ar Regula (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm	CE
Regulēšana no muguras un pēdas daļas	caur gāzes atsperi
Roku balsti	Pagriežams un salokāms uz augšu
Izmēri Roku balsti mm (garums x platums x augstums)	300 x 120 x 44
Lielākais piekļuves augstums	598 mm
Zemākais piekļuves augstums	513 mm
Leņķa sēdekļa daļa	12 ° fest
Regulēšanas diapazons aizmugurējā daļa	2° - 86° (uz sēdekļa daļu)
Regulēšanas diapazons kāju daļa	2° - -95° uz (uz sēdekļa daļu)
Kopējais leņķis (Trendelenburga stāvoklis)	-12°
Riteņi ar individuālu bloķēšanu	4 x Ø 75 mm
Maksimālais pacienta svars	150 kg
Droša darba slodze (DDS)	165 kg
Ekvipotenciālā savienošana	pēc izvēles
Ekvipotenciālā savienojuma kabelis	pēc izvēles
Krāsu rāmis	RAL 7047
Krāsu apdare	akmens
Svars (ieskaitot polsterējumu)	ca. 60 kg
Kopējais izmērs mm (L x B x H)	max. 1910 x 810 x 1284
Izmērs polsterējums mm (D x B x H)	180,9 x 534 x 70
Vides apstākļi	
Temperatūra	10° – 40° Celsius
Mitrums	30 – 75 % r. F.
Gaisa spiediens	700 – 1060 hPa

Proces owner: Datei: Seite:	Development 58-00-00_Datenblatt EN 2022-05-31 1 von 2	Erstellt bzw. geändert am / von:	2021-06-25/SET
		Geprüft und freigegeben am / von:	2021-06-25/JEB



ievērojot tehniskās izmaiņas !

Proces owner: Datei: Seite:	Development 58-00-00_Datenblatt EN 2022-05-31 2 von 2	Erstellt bzw. geändert am / von:	2021-06-25/SET
		Geprüft und freigegeben am / von:	2021-06-25/JEB