

Tehniskais apraksts



SENSE® I

Roku balstu spilventiņu garums x platums x augstums	
Pilna putuplasta roku balstu spilventiņi	60.5 cm x 13.5 cm x 4.5 cm
Putu spilventiņi roku balstiem	52.5 cm x 15.5 cm x 8.5 cm
Putuplasta roku balstu spilventiņi	52.5 cm x 15.5 cm x 6.5 – 9.5 cm
Zemi ķīļa formas putuplasta roku balstu spilventiņi	52.5 cm x 15.5 cm x 6.5 – 9.5 cm
Augsti ķīļa formas putuplasta roku balstu spilventiņi	52.5 cm x 16.5 cm x 7.5 – 12.5 cm
Mīkstās apdares garums x platums x augstums	219 cm x 60 cm x 9 cm
Kopējais garums (maks.) x platums	229 cm x 87 cm
Klīrenss	
ar ritenīšiem Ø 7,5 cm	63 mm
ar ritenīšiem Ø 10,0 cm	93 mm
ar riteņiem Ø 12,5 cm	132 mm
Sēdekļu augstums	
ar ritenīšiem Ø 7,5 cm	57 cm
ar ritenīšiem Ø 10,0 cm	60 cm
ar ritenīšiem Ø 12,5 cm	64 cm
Sēdekļa augstums ar augstuma regulēšanu	
Regulēšanas diapazons	22 cm
ar riteņiem Ø 7,5 cm	53 cm – 75 cm
ar ritenīšiem Ø 10,0 cm	56 cm – 78 cm

ar riteņiem Ø 12,5 cm	60 cm – 82 cm
Slīpuma leņķis	
Aizmugures daļa (variants Shock pozīcija)	0° – 72°
Muguras daļa (Trendelenburgas stāvokļa variants)	-12° – 72°
Sēdekļa daļa	0° – 25°
Pēdu daļa	-25° – 27°
Slīpuma leņķis Šoka pozīcija	
Aizmugurējā daļa	0°
Sēdekļa daļa	25°
Pēdas daļa	27°
Slīpuma leņķis Trendelenburgas stāvoklis	
Aizmugurējā daļa	-12°
Sēdekļa daļa	25°
Pēdas daļa	27°
Mīkstās apdares materiāls	
Izturīgs pret ultravioleto starojumu, necaurīdīgs pret mitrumu, pārbaudīts attiecībā uz bioloģisko saderību un toksiskumu, ugunsdrošs un ar īpaši ilgu kalpošanas laiku.	standarts
Krāsains metāla rāmis/pārsegi	
Gaiši pelēks RAL 7047	standarts
Krāsu apdare	
Akmens, safrāns, lazurīns, kivi, agave, safīrs	standarts
Īpašas krāsas skatīt krāsu tabulu	ir varianti
Krāsaini pilnpapīra roku balsti	
Pelēks	ir varianti
Krāsaini putuplasta roku balsti	
Akmens, safrāns, lazurīns, kivi, agave, safīrs	ir varianti
Īpašas krāsas skatīt krāsu tabulu	ir varianti
Krāsains kāju balsts	

Gaiši pelēks RAL 7047	ir varianti
Krāsains kāju balsta ieliktnis	
Pelēks	ir varianti
Akmens, safrāns, lazurīns, kivi, agave, safīrs	ir varianti
Īpašas krāsas skatīt krāsu tabulu	ir varianti
Riteņi	
Atsevišķa bloķēšana Ø 7,5 cm	ir varianti
Atsevišķa bloķēšana Ø 10 cm	ir varianti
Atsevišķa bloķēšana Ø 10 cm, ieskaitot virziena bloķēšanu	ir varianti
Centrālā bloķēšana Ø 10 cm	ir varianti
Centrālā bloķēšana Ø 12,5 cm, ieskaitot virziena bloķēšanu	ir varianti
Manuāla regulēšana	
Kāju balsts	ir varianti
Motorizēta regulēšana	
Aizmugurējā daļa	standarts
Sēdekļa daļa	standarts
Pēdas daļa	standarts
Augstuma regulēšana	ir varianti
Kāju balsts	ir varianti
Akumulators	ir varianti
Ekvipotenciālā savienojuma spaile	standarts
Vērtīgā jauda, primārā	
100 - 240 V AC, 50/60 Hz	standarts
29 V Jaudas nominālā vērtība, sekundārā	standarts
Drošinātāji iekšējie	standarts
Aizsardzības tipa rokas vadības ierīce: IP X6	standarts
Aizsardzības tipa kontrolieris: II/IP X4	standarts
II aizsardzības klase	standarts

Darba cikls 2 min ON/18 min slēgts	standarts
Patēriņš gaidīšanas režīmā	< 2 W
EL iekārtas/EMC: DIN EN 60601-1, 60606-1-2	standarts
Spirālveida strāvas kabelis 2,0 m - 3,5 m	standarts
Pieļaujamaais gaisa spiediens 800 - 1060 hPa	standarts
Apkārtējās vides temperatūra 10° - 40° C	standarts
Emisijas skaņas spiediena līmenis < 65 dB(A)	standarts
Medicīnisko ierīču klase	I
Lietojamās daļas B tips (CF robežvērtības atbilst)	standarts
Droša darba slodze	250 kg
Svars (atkarībā no konfigurācijas)	85 – 100 kg
2 gadu garantija	standarts

